

Пластырь фиксирующий IHT Oper tape clear

ФСЗ 2011/09607

катушка, фиксирующий, нестерильный, основа пленочная, 1.25 см / 2.5 см / 5 см / 7.5 см × 5 м / 9.1 м, водостойкий, паропроницаемый, гипоаллергенный, в упаковке 6 шт.

Iberhospitex, S.A., Испания



Характеристики

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Исполнение            | катушка                                        |
| Тип                   | фиксирующий                                    |
| Вид                   | нестерильный                                   |
| Основа                | пленочная                                      |
| Размер                | 1.25 см / 2.5 см / 5 см / 7.5 см × 5 м / 9.1 м |
| Водостойкий           | Да                                             |
| Паропроницаемый       | Да                                             |
| Гипоаллергенный       | Да                                             |
| Количество в упаковке | 6 шт.                                          |

Описание

Для фиксации всех видов повязок, катетеров, зондов, дренажей, эндотрахеальных трубок.

Размеры:

- 1.25 см × 5 м / 9.1 м
- 2.5 см × 5 м / 9.1 м
- 5.0 см × 5 м / 9.1 м
- 7.5 см × 9.1 м