

Пластырь фиксирующий INT Oper tape

ФСЗ 2011/09607

катушка, фиксирующий, нестерильный, основа
нетканая, 2.5 см / 5 см / 10 см / 15 см / 20 см / 30 см ×
10 м, паропроницаемый, гипоаллергенный, в упаковке
1 шт.



Iberhospitex, S.A., Испания

Характеристики

Исполнение	катушка
Тип	фиксирующий
Вид	нестерильный
Основа	нетканая
Размер	2.5 см / 5 см / 10 см / 15 см / 20 см / 30 см × 10 м
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	1 шт.

Описание

Предназначен для перевязки ран и фиксации материала.

Размеры:

- 2.5 см × 10 м
- 5.0 см × 10 м
- 10 см × 10 м
- 15 см × 10 м
- 20 см × 10 м
- 30 см × 10 м