

Пластырь фиксирующий IHT Oper tape paper

ФСЗ 2011/09607

катушка, фиксирующий, нестерильный, основа
нетканая, 1.25 см / 2.5 см / 5 см / 7.5 см × 5 м / 9.1 м,
гипоаллергенный, в упаковке 12 шт.

Iberhospitex, S.A., Испания



Характеристики

Исполнение	катушка
Тип	фиксирующий
Вид	нестерильный
Основа	нетканая
Размер	1.25 см / 2.5 см / 5 см / 7.5 см × 5 м / 9.1 м
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	12 шт.

Описание

Предназначен для фиксации всех видов повязок и бинтов, компрессов, канюль, зондов, катетеров и т.д.
Особенно рекомендовано **для чувствительной кожи** или длительного использования с многократными
изменениями.
Широко применяется в неонатологии, педиатрии и геронтологии.

- Размеры:**
- 1.25 см × 5 м / 9.1 м
 - 2.5 см × 5 м / 9.1 м
 - 5.0 см × 5 м / 9.1 м
 - 7.5 см × 9.1 м