

Пластырь фиксирующий IHT Oper tape silk

ФСЗ 2011/09607

катушка, фиксирующий, нестерильный, основа нетканая, 1.25 см / 2.5 см / 5 см / 7.5 см × 5 м / 9.1 м, водостойкий, паропроницаемый, гипоаллергенный, в упаковке 24 шт.

Iberhospitex, S.A., Испания



Характеристики

Исполнение	катушка
Тип	фиксирующий
Вид	нестерильный
Основа	нетканая
Размер	1.25 см / 2.5 см / 5 см / 7.5 см × 5 м / 9.1 м
Водостойкий	Да
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	24 шт.

Описание

Обеспечение фиксации всех видов повязок, катетеров, зондов, канюль, дренажей и измерительных приборов.

Размеры:

- 1.25 см × 5 м / 9.1 м
- 2.5 см × 5 м / 9.1 м
- 5.0 см × 5 м / 9.1 м
- 7.5 см × 9.1 м