

Пластырь фиксирующий Troge Plast цинк-оксидный

МЗ РФ № 2000/346

катушка, фиксирующий, основа тканевая, 2.5 см / 5 см / 7.5 см / 10 см × 5 м, паропроницаемый, гипоаллергенный

Troge Medical GmbH, Германия



Характеристики

Исполнение	катушка
Тип	фиксирующий
Основа	тканевая
Размер	2.5 см / 5 см / 7.5 см / 10 см × 5 м
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да

Описание

Для фиксации всех видов компрессов, повязок, канюль, дренажей или зондов. Кроме то-о, для поддержания давящих повязок или при спортивных травмах.

Размеры:

- 2.5 см × 5 м
- 5.0 см × 5 м
- 7.5 см × 5 м
- 10 см × 5 м