

## Пластыри бактерицидные Medrull Aqua Resist

ФСЗ 2010/07229

пластырь, бактерицидный, нестерильный, основа пленочная, 1.9×7.2 см / 2.5×7.2 см / Ø 2.2 см, водостойкий, паропроницаемый, гипоаллергенный, в упаковке 10 шт. / 20 шт. / 200 шт. / 400 шт.

Forans Eesti AS, Эстония



### Характеристики

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Исполнение            | пластырь                            |
| Тип                   | бактерицидный                       |
| Вид                   | нестерильный                        |
| Основа                | пленочная                           |
| Размер                | 1.9×7.2 см / 2.5×7.2 см / Ø 2.2 см  |
| Водостойкий           | Да                                  |
| Паропроницаемый       | Да                                  |
| Гипоаллергенный       | Да                                  |
| Количество в упаковке | 10 шт. / 20 шт. / 200 шт. / 400 шт. |

### Описание

**Medrull Aqua Resist** – универсальные водостойкие пластыри, защищающие рану от попадания влаги и грязи. Легко удаляются с кожи, не оставляя следов, не нанося повреждений и не отделяя пластырную массу от носителя.

#### Материал:

- Пластыри изготовлены из перфорированного полимерного материала. Благодаря перфорации не препятствуют доступу воздуха к коже.
- Абсорбирующая подушечка изготовлена из вискозы и обладает высокой впитываемостью.
- Верхняя часть подушечки обработана полипропиленом, что защищает от прилипания пластыря к поврежденной поверхности кожи.

**Свойства:** водонепроницаемые, гипоаллергенные, эластичные, дышащие, плотно прилегающие.

#### Варианты комплектации:

| Исполнение | Состав (размеры, кол-во)                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| № 10       | 1.9×7.2 см - 6 шт.<br>2.5×7.2 см - 4 шт.                      |
| № 20       | 1.9×7.2 см - 10 шт.<br>2.5×7.2 см - 6 шт.<br>Ø 2.2 см - 4 шт. |
| № 200      | 1.9×7.2 см - 200 шт.                                          |
| № 200      | 2.5×7.2 см - 200 шт.                                          |
| № 400      | Ø 2.2 см - 400 шт.                                            |