

Пластыри бактерицидные Medrull Express Care

ФСЗ 2010/07229

пластырь, бактерицидный, нестерильный, основа пленочная, 2.5×7.2 см, водостойкий, паропроницаемый, гипоаллергенный, в упаковке 8 шт.

Forans Eesti AS, Эстония



Характеристики

Исполнение	пластырь
Тип	бактерицидный
Вид	нестерильный
Основа	пленочная
Размер	2.5×7.2 см
Водостойкий	Да
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	8 шт.

Описание

Medrull Express Care – гипоаллергенные эластичные пластыри, идеально подходящие при небольших царапинах и ранах. Упакованы в удобную упаковку, позволяющую её открыть и наклеить пластырь максимально быстро.

Материал:

- Пластыри изготовлены из тонкого, перфорированного полимерного материала. Благодаря перфорации не препятствуют доступу воздуха к коже.
- Абсорбирующая подушечка изготовлена из вискозы и обладает высокой впитываемостью.
- Верхняя часть подушечки обработана полипропиленом, что защищает от прилипания пластыря к поврежденной поверхности кожи.

Свойства: водонепроницаемые, грязенепроницаемые, гипоаллергенные, эластичные, дышащие, плотно прилегающие.

Размер и количество в упаковке:

- 2.5×7.2 см - 8 шт.