

Пластыри бактерицидные Medrull Kids

РЗН 2014/1849

пластырь, бактерицидный, нестерильный, основа пленочная, 1.9×7.2 см / 2.5×5.7 см, водостойкий, паропроницаемый, гипоаллергенный, в упаковке 10 шт.

Forans Eesti AS, Эстония



Характеристики

Исполнение	пластырь
Тип	бактерицидный
Вид	нестерильный
Основа	пленочная
Размер	1.9×7.2 см / 2.5×5.7 см
Водостойкий	Да
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	10 шт.

Описание

Medrull Kids – гипоаллергенные пластыри с рисунками, предназначенные для детей, бережные к очень чувствительной коже. Используемые в производстве краски безопасны для детей. Быстро и легко удаляются, не вызывая дискомфорта.

Материал:

- Пластыри сделаны из тонкого, перфорированного полимерного материала, позволяющего коже дышать.
- Абсорбирующая подушечка изготовлена из вискозы и обладает высокой впитываемостью.
- Верхняя часть подушечки обработана полипропиленом, что защищает от прилипания пластыря к поврежденной поверхности кожи.

Свойства: водонепроницаемые, гипоаллергенные, дышащие, задерживают грязь, эластичные, плотно прилегают.

Варианты комплектации:

Исполнение	Состав (размеры, кол-во)
№ 10	1.9×7.2 см - 10 шт.
№ 10	2.5×5.7 см - 10 шт.