

Пластыри бактерицидные Medrull Perfect Care

ФСЗ 2010/07229

пластырь, бактерицидный, нестерильный, основа пленочная, 2.5×7.2 см, водостойкий, гипоаллергенный, в упаковке 6 шт.

Forans Eesti AS, Эстония



Характеристики

Исполнение	пластырь
Тип	бактерицидный
Вид	нестерильный
Основа	пленочная
Размер	2.5×7.2 см
Водостойкий	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	6 шт.

Описание

Medrull Perfect Care – прозрачные ультра-тонкие пластыри, которые помогут защитить рану и будут практически незаметны на коже.

Материал:

- Пластыри изготовлены из тонкого, эластичного, прозрачного полиуретанового материала.
- Абсорбирующая подушечка изготовлена из вискозы и обладает высокой впитываемостью.
- Верхняя часть подушечки обработана полипропиленом, что защищает от прилипания пластыря к поврежденной поверхности кожи.

Свойства: водонепроницаемые, грязенепроницаемые, гипоаллергенные, эластичные, плотно прилегающие.

Размер и количество в упаковке:

- 2.5×5.7 см - 6 шт.