

Пластыри бактерицидные Medrull Sensitive

ФСЗ 2010/07229

пластырь, бактерицидный, нестерильный, основа
нетканая, 1.9×7.2 см / 2.5×7.2 см / 50×6 см,
паропроницаемый, гипоаллергенный, в упаковке 1 шт.
/ 10 шт. / 20 шт. / 200 шт.

Forans Eesti AS, Эстония



Характеристики

Исполнение	пластырь
Тип	бактерицидный
Вид	нестерильный
Основа	нетканая
Размер	1.9×7.2 см / 2.5×7.2 см / 50×6 см
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	1 шт. / 10 шт. / 20 шт. / 200 шт.

Описание

Medrull Sensitive – гипоаллергенные пластыри, предназначенные для людей, кожа которых, чувствительна к факторам окружающей среды. Изготовлены из тонкого, нетканого, приятного для кожи материала.

Материал:

- **Состав основы:** 100% нетканый полиэстер. Текстильный материал эластичен, приятен для кожи. Возможность появления аллергии снижена до минимума.
- Абсорбирующая подушечка изготовлена из вискозы и обладает высокой впитываемостью.
- Верхняя часть подушечки обработана полипропиленом, что защищает от прилипания пластыря к поврежденной поверхности кожи.

Свойства: грязнепроницаемые, гипоаллергенные, эластичные, дышащие, плотно прилегающие.

Не рекомендован при чувствительности кожи к составу материала данного пластыря.

Варианты комплектации:

Исполнение	Состав (размеры, кол-во)
№ 1	50×6 см - 1 шт. (отрезной)
№ 10	1.9×7.2 см - 6 шт. 2.5×7.2 см - 4 шт.
№ 20	1.9×7.2 см - 14 шт. 2.5×7.2 см - 6 шт.
№ 200	1.9×7.2 см - 200 шт.
№ 200	2.5×7.2 см - 200 шт.