

Косметологический лазер CYNOSURE Palomar ICON

ФСЗ 2012/13003

лазер, неодимовый / эрбиевый, длина волны 500 - 670
/ 870 - 1200 / 1064 / 1540 / 2940 нм, частота 0 - 4 Гц

CYNOSURE, INC., США



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	неодимовый / эрбиевый
Применение	эпиляция / улучшение тонуса и текстуры кожи / удаление пигментных пятен / удаление сосудистых звездочек
Длина волны	500 - 670 / 870 - 1200 / 1064 / 1540 / 2940 нм
Частота	0 - 4 Гц
Энергия импульса	350 Дж
Дисплей	сенсорный
Насадки	Да

Описание

Косметологический лазер Cynosure ICON - комплектуется различными насадками-излучателями и позволяет решать практически все задачи эстетической медицины. Платформа имеет в своем составе управляющий процессор, систему охлаждения и вспомогательное оборудование, обеспечивающее работу насадок-излучателей. При смене насадки лазерное оборудование приобретает совершенно новые функциональные возможности. Большие размеры выходящих окон насадок обеспечивают малый расход импульсов и сверхвысокую рентабельность.

Преимущества лазерной платформы Cynosure ICON:

Мощность: лазерная система Cynosure ICON является самой мощной в мире и может обеспечить максимум эффективной энергии - до 350 Дж за один импульс.

Скорость: высокая мощность системы Cynosure ICON дает возможность проводить лазерное воздействие быстро и эффективно.

Безопасность: разработанная компанией Cynosure технология «гладкий импульс» используется уже многие годы на лучших лазерных системах и позволяет обеспечить плавное повышение мощности во время импульса, защищая кожу пациента от возможных осложнений. Усовершенствованная и надежная система охлаждения

Cynosure ICON обеспечивает пациенту максимальный комфорт во время процедуры.

Технические особенности:

- модуль Skintel, сканирующий кожу пациента и помогающий врачу на основе полученных данных выставить оптимальные параметры лазерного воздействия;
- возможность сохранения и дальнейшего использования полной "истории болезни" пациента с фиксированием даты процедуры, числа импульсов и прочих параметров лазерного воздействия;
- система контактного охлаждения CoolingSM TM, обеспечивающая безболезненность, комфорт и безопасность процедур.

Система может быть укомплектована любыми насадками-излучателями:

- 1540 фракционный неабляционный лазер;
- MaxG удаление сосудов и сложных пигментаций;
- MaxIR глубокий лифтинг кожи лица и тела;
- MaxR/Rs удаление волос на коже любого фототипа;
- 2940 фракционный абляционный лазер;
- MaxY/Ys удаление светлых волос;
- 1064+ лазерное удаление вен на ногах;
- Skintel сканер кожи для определения индивидуальных параметров лечения.