

Плазма кроличья цитратная сухая ЭКОлаб

ФСР 2008/03336

для открытых систем, 10 флаконов по 1 мл

ЭКОлаб ЗАО, Россия



Характеристики

Для открытых систем	Да
Упаковка	флакон
Фасовка	10 флаконов по 1 мл

Дополнительные характеристики

Плазма кроличья цитратная сухая ЭКОлаб предназначена для видовой идентификации стафилококков в реакции плазмокоагуляции.

Состав: лиофилизированная плазма кроличья цитратная, полученная из крови кроликов, смешанная с 5% водным раствором натрия лимоннокислого в соотношении 5:1.

Внешний вид: мелкопористая, рыхлая, бело-розовая масса

В упаковке: 10 флаконов по 1 мл.

Исследуемым материалом для выявления стафилококков служат смывы с оборудования, поверхностей специализированных помещений, предназначенных для работы в условиях асептики:

- патологический материал (гной, выделения слизистых оболочек, кровь, мокрота, моча);
- материал, предположительно инфицированный стафилококками;
- материал, выделенный при кишечных отравлениях (рвотные массы, промывные воды, испражнения).

Способ применения смотрите в Инструкции на Плазму кроличью цитратную

Срок годности: 2 года.

Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в сухом, защитном от прямых солнечных лучей месте при температуре 2-8°С в течение всего срока годности.