

Пленка рентгеновская Carestream E-speed

ФСЗ 2007/00673

стоматологическая, интраоральная,
зелёночувствительная, размер 30.5×40.5 мм, листов
150 шт.

Carestream Health Inc., США



Характеристики

Назначение	стоматологическая
Рентгенография	интраоральная
Тип пленки	зелёночувствительная
Размер	30.5×40.5 мм
Количество листов	150 шт.

Дополнительные характеристики

Основные характеристики дентальной внутриротовой плёнки Carestream E-speed:

- пленка с высокой скоростью экспозиции;
- высокая контрастность;
- скорость экспозиции выше 30% (по сравнению с D-Speed);
- стабильность качества при обработке пленки не требует повторного облучения пациента;
- наилучшие результаты при использовании совместно с растворами Readymatic;
- подходит для ручной или автоматической обработки.

Наименование	Размер	Артикул	Количество в упаковке
E-Speed	3.05×4.05 см	1051283	150 шт.