

Пленка рентгеновская Carestream Ultra-Speed

ФСЗ 2007/00673

стоматологическая, интраоральная,
зелёночувствительная, размер 22×35 мм / 27×54 мм /
30.5×40.5 мм / 57×76 мм, листов 25 шт. / 100 шт. / 150
шт.



Carestream Health Inc., США

Характеристики

Назначение	стоматологическая
Рентгенография	интраоральная
Тип пленки	зелёночувствительная
Размер	22×35 мм / 27×54 мм / 30.5×40.5 мм / 57×76 мм
Количество листов	25 шт. / 100 шт. / 150 шт.

Дополнительные характеристики

Интраоральная стоматологическая пленка Carestream Ultra-Speed

Пленка доступна в трех видах:

- **периапикальная пленка** для исследования всей зубной дуги и прилегающих тканей (DF-58 / DF-54);
- **пленка для прикусных исследований** (DF-42);
- **окклюзионная пленка** для исследования больших областей верхней и нижней челюсти (DF-50).

Пленка представлена в нескольких размерах: **для взрослых, подростков и детей.**

Наименование	Размер	Артикул	Количество в упаковке
DF-58	3.1×4.1 см	1320324	150 шт.
DF-54	2.2×3.5 см	1228840	150 шт.
DF-42	2.7×5.4 см	1296771	100 шт.
DF-50	5.7×7.6 см	1666163	25 шт.

Каждый пакетик пленки изготавливается из мягкого винила, складные края, которого защищены от перекусывания или защемления.
Пакетики просты в использовании, и их быстро и удобно открыть непосредственно перед использованием.
Каждый пакетик маркирован цветом с нецилиндрической стороны для того, чтобы легко отличить один вид пленки от другого.

Пленка для прикусных исследований имеет специальный язычок, который пациент закусывает во время проведения процедуры, для того чтобы коронки верхних и нижних зубов можно было увидеть на одном снимке. Парная упаковка пленки содержит две отдельные пластинки для получения идентичных рентгеновских снимков при проведении одной экспозиции. Сдвоенная пленка позволяет автоматически создавать копию рентгенологического исследования – один рентгеновский снимок может быть сохранен у стоматолога, а другой использован для непредвиденных случаев, или передан пациенту для направления на консультацию и лечение.

При помощи **Пленки ULTRA-SPEED** можно создавать высококачественные детальные снимки для постановки точного диагноза. Универсальная и простая в использовании пленка передает качественное изображение одинаково хорошо как при ручной, так и при автоматической обработке.

- подходит для ручной и автоматической обработки;
- наилучшие результаты при использовании совместно с растворами Readymatic;
- высокая контрастность, точная детализация;
- превосходное качество изображения.