

Пленка рентгеновская Dentix E

ФСЗ 2010/06328

стоматологическая, интраоральная,  
зелёночувствительная, размер 22×35 мм / 30.5×40.5  
мм, 21.5 г Ag/кв.м, листов 1 шт. / 2 шт.

Foma Bohemia spol. s r.o., Чехия



Характеристики

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Назначение         | стоматологическая       |
| Рентгенография     | интраоральная           |
| Тип пленки         | зелёночувствительная    |
| Размер             | 22×35 мм / 30.5×40.5 мм |
| Содержание серебра | 21.5 г Ag/кв.м          |
| Количество листов  | 1 шт. / 2 шт.           |

Дополнительные характеристики

**Dentix E** – это рентгеновская пленка высшей чувствительности (согласно ISO классу E), отличающаяся высокой контрастностью, малой зернистостью изображения, высоким качеством изображения и отличной разрешающей способностью. Эта пленка предназначена для использования в стоматологической диагностике при интраоральной съемке.

Основа

Dentix E изготавливается на голубой полиэфирной основе толщиной 0.175 мм. Пленка с обеих сторон покрыта защитными слоями, предохраняющими ее от механических повреждений и от электростатических разрядов.

| Формат ISO | Размер       | Листов в пакете | Пакетов в упаковке |
|------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 0          | 2.2×3.5 см   | 1 шт.           | 100 шт.            |
| 2          | 3.05×4.05 см | 1 шт.           | 150 шт.            |
| 2          | 3.05×4.05 см | 2 шт.           | 130 шт.            |