

## Пленка рентгеновская Carestream EVG

ФСЗ 2007/00674

стоматологическая, панорамная,  
зелёночувствительная, размер 127×305 мм / 150×300  
мм, листов 50 шт.

Carestream Health Inc., США



### Характеристики

---

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Назначение        | стоматологическая       |
| Рентгенография    | панорамная              |
| Тип пленки        | зелёночувствительная    |
| Размер            | 127×305 мм / 150×300 мм |
| Количество листов | 50 шт.                  |

### Дополнительные характеристики

---

#### Плёнка рентгеновская экстраоральная EVG (Carestream)

##### Описание:

- плёнка рентгеновская экстраоральная (панорамная) стоматологическая;
- панорамная;
- зелёночувствительная;
- совместимый экран: с экранами EV, либо с обычными экранами LANEX.;
- системная скорость: 400.

**Размер:** 15×30 см / 12.7×30.5 см.

**Упаковка:** 50 шт./уп.