


Пленка рентгеновская Carestream INSIGHT

ФСЗ 2007/00673

стоматологическая, панорамная,
зелёночувствительная, размер 127×305 мм / 150×300
мм, листов 50 шт.

Carestream Health Inc., США



Характеристики

Назначение	стоматологическая
Рентгенография	панорамная
Тип пленки	зелёночувствительная
Размер	127×305 мм / 150×300 мм
Количество листов	50 шт.

Дополнительные характеристики

Плѐнка рентгеновская экстраоральная INSIGHT (Carestream)

Описание:

- пленка Carestream Insight для периапикальной рентгенографии (Poly-Soft упаковка);
- пленка с высокой скоростью экспозиции;
- высокая контрастность;
- скорость экспозиции выше на 30% (по сравнению с D-Speed);
- стабильность качества при обработке пленки не требует повторного облучения пациента;
- наилучшие результаты при использовании совместно с растворами Readymatic;
- подходит для ручной или автоматической обработки.

Размер: 3.05×4.05 см.

Упаковка: 50 шт./уп.