

Пленка рентгеновская Carestream T-MAT G/RA

ФСЗ 2007/00674

стоматологическая, панорамная,
зелёночувствительная, размер 150×300 мм, листов
100 шт.

Carestream Health Inc., США



Характеристики

Назначение	стоматологическая
Рентгенография	панорамная
Тип пленки	зелёночувствительная
Размер	150×300 мм
Количество листов	100 шт.

Дополнительные характеристики

Пленка рентгеновская экстраоральная T-MAT G/RA (Carestream)

Описание:

- плёнка рентгеновская экстраоральная стоматологическая
- панорамная
- зелёночувствительная
- ручная и автоматическая обработка

Размер: 15×30см.

Упаковка: 50 шт./ 100 шт./уп.