

Пленка рентгеновская SFM X-Ray GF

РЗН 2017/6642

стоматологическая, экстраоральная,
зелёночувствительная, мокрая проявка, размер
130×180 мм / 150×300 мм / 150×400 мм / 180×240 мм /
180×430 мм / 200×400 мм / 240×300 мм / 300×400 мм /
350×350 мм / 350×430 мм

SFM Hospital Products GmbH, Германия



Характеристики

Назначение	стоматологическая
Рентгенография	экстраоральная
Тип пленки	зелёночувствительная
Тип проявки	мокрая
Размер	130×180 мм / 150×300 мм / 150×400 мм / 180×240 мм / 180×430 мм / 200×400 мм / 240×300 мм / 300×400 мм / 350×350 мм / 350×430 мм

Дополнительные характеристики

Экстраоральная зеленочувствительная плёнка SFM X-Ray GF подходит для всех видов панорамных, височно- нижнечелюстных и цефалометрических исследований в стоматологии.

Обрабатывается в условиях ручной и автоматической проявки и должна иметь более высокую контрастность, чем обычные (синечувствительные) плёнки, что позволяет улучшить диагностику за счет более высокой детализации изображения. Высокая чувствительность зеленой плёнки уменьшает экспозицию до минимума, без потери качества изображения благодаря чему продлевается срок службы рентгеновской трубки и уменьшается доза облучения пациента и персонала. Чувствительность плёнки, благодаря специальному строению эмульсии, превышает вдвое чувствительность синечувствительных плёнок. Галоидное серебро, содержащееся в эмульсии зеленочувствительной плёнки имеет вид не трехмерных зерен, а тонких пластинок, которые обладают большей поверхностью, что обеспечивает более четкое изображение. Упаковка: не менее 100 листов.

Размеры:

- 13×18 см;
- 15×30 см;
- 15×40 см;
- 18×24 см;
- 18×43 см;

- 20×40 см;
- 24×30 см;
- 30×40 см;
- 35×35 см;
- 35×43 см.