

Пленка рентгеновская Velopex Dental Intra-Oral Film

ФСЗ 2010/06329

стоматологическая, интраоральная / панорамная,
зелёночувствительная, размер 18×24 мм / 22×35 мм /
31×41 мм / 150×300 мм

Medivance Instruments Limited, Великобритания



Характеристики

Назначение	стоматологическая
Рентгенография	интраоральная / панорамная
Тип пленки	зелёночувствительная
Размер	18×24 мм / 22×35 мм / 31×41 мм / 150×300 мм

Дополнительные характеристики

Velopex Dental Intra-Oral Film (Medivance Instruments Limited) - рентгеновские пленки высокого качества для любых диагностических целей. Отличные результаты с проявочными машинами Velopex и любыми другими процессорами.

Интраоральная плёнка:

Velopex D Speed (31×41 мм / 150 шт.) рентгеновская плёнка с оптимальным временем экспозиции
Velopex E Speed (31×41 мм / 150 шт.) рентгеновская плёнка с высокой скоростью экспозиции
Velopex E/F Speed (31×41 мм / 150 шт.) рентгеновская плёнка с самой высокой скоростью экспозиции
Velopex E Speed (22×35 мм / 100 шт.) детская рентгеновская плёнка

Панорамная плёнка:

Velopex VG (15×30 см / 100 шт.) рентгеновская плёнка зеленочувствительная для ортопантомографии
Velopex VG (18×24 см / 100 шт.) рентгеновская плёнка зеленочувствительная для телерентгенографии