


Пленка рентгеновская Fujifilm UM-MA

ФСЗ 2007/00088

для маммографических исследований,
зелёночувствительная, размер 180×240 мм, листов 5
шт. / 100 шт.

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

Назначение	для маммографических исследований
Тип пленки	зелёночувствительная
Размер	180×240 мм
Основа	лавсан
Количество листов	5 шт. / 100 шт.

Дополнительные характеристики

Мамографическая рентгеновская пленка Fujifilm UM-MA завоевала внимание лучших маммологов на рынке технологий диагностики и лечения рака молочной железы. Она позволяет получать изображение высокого качества при высокой скорости обработки.

Герметичная влагонепроницаемая упаковка пленки для маммографа Fujifilm UM-MA с размером 18×24 содержит 100 листов. Изготовлена из синей лавсановой основы, политой односторонним антистатическим слоем эмульсии.

Свойства пленки Fujifilm UM-MA для маммографа:

- минимум облучения при любой экспозиции;
- универсальная обработка большой скорости;
- структурированное объемное изображение;
- четкость, контрастность, детализация;
- сертификат соответствия международного образца.

Применение пленки для маммографа Fuji UM- MA

Высокочувствительная пленка Fujifilm UM-MA 18×24 разработана специально для маммографического исследования молочной железы. Она позволяет получить четкое изображение с детальной структурой отдельных участков и органа в целом, что минимизирует ошибки при диагностике рака.

Для максимальной четкости, детализации следует проводить съемку с использованием зеленоизлучающего экрана. Обрабатывается любыми реактивами, автоматическим и ручным способом.