

Пленка рентгеновская Carestream DryView DVB+

ФСЗ 2010/08356

для общей рентгенографии, сухая проявка, размер 350×350 мм, листов 125 шт.

Carestream Health Inc., США



Характеристики

Назначение	для общей рентгенографии
Тип проявки	сухая
Размер	350×350 мм
Основа	полиэфир
Количество листов	125 шт.

Дополнительные характеристики

Плѐнка Carestream DVB+ DryView представляет собой инфракрасный термографический фотоматериал высокого разрешения, предназначенный для печати на медицинских лазерных мультиформатных камерах (принтерах) KODAK DryView 8150, 8900, 6800, Carestream 5800, 5850, 5700, 5950, 6850 медико-диагностических снимков, полученных от компьютерных томографов (КТ), магнитно-резонансных томографов (МРТ), систем компьютерной радиографии (CR).

Загрузка происходит на свету менее чем за 10 секунд благодаря специальным светозащитным картриджам, в которые упакована фототермографическая пленка Carestream (KODAK) DVB+. После загрузки картриджа принтер автоматически распознает тип пленки, размер, количество оставшихся листов.

Фототермографическая пленка Carestream (KODAK) DVB+ разработана для работы с системой автоматического контроля качества изображений, установленной на лазерных камерах Carestream (KODAK) DryView.

Формат

35×35 см (14×14 дюймов) упаковка по 125 листов (для принтеров DryView 8900, 6800).

Условия хранения

Фоновое ионизирующее излучение: не более 90 нГр/ч.
Температура: от 4°С до 24°С.
Относительная влажность: 30-60%.

Рекомендуется хранить неиспользованную пленку в вертикальном положении упаковки (на торце), в специальном сухом и прохладном месте. Место должно быть экранировано от воздействия рентгеновских лучей, гамма-лучей, любого другого проникающего излучения или химических паров.