

Пленка рентгеновская Carestream Health-PFH-T Film

ФСЗ 2010/08356

для флюорографии, размер 70 мм × 30.5 м / 100 мм × 30.5 м / 105 мм × 30.5 м / 110 мм × 30.5 м

Carestream Health Inc., США



Характеристики

Назначение	для флюорографии
Размер	70 мм × 30.5 м / 100 мм × 30.5 м / 105 мм × 30.5 м / 110 мм × 30.5 м

Дополнительные характеристики

Плѐнка CARESTREAM PFH-T является специальной пленкой для применения в флюорографии и для снимков с УРИ (усилитель рентгеновского изображения). Спектральная чувствительность пленки настроена на спектры излучения люминофоров, излучающих синий, зеленый и белый свет.

Применение: в роликовых рентгеновских аппаратах.

Свойства:

- пленка одностороннего полива на лавсановой подложке синего цвета с противоореольным слоем;
- ортохроматическая сенсibilизация;
- высокая чувствительность;
- большая удаленность снимаемого объекта на основе оптимального соотношения между чувствительностью и контрастом;
- высокая разрешающая способность;
- хорошая плоскостность и стабильность пленки.

Требования к пленке:

1. Пленка наиболее пригодна для 90 сек. машинной обработки при применении всех фирменных рентгеновских обрабатывающих химикатов и автоматов.
2. Необходимо прикрепить начало роликовой пленки к листу 18×24 см. Ручная обработка возможна в кюветах или бачках. Во время обработки допускается освещение темного помещения при помощи темнокрасного фильтра. Минимальное расстояние между лабораторной лампой и пленкой не менее 1.20 м.

Хранение:

- температура не более 21°C;
- относительная влажность - 50%;
- беречь от ионизирующего облучения (не более 80 nGy/h) и от влияния химикатов.

Упаковка:

Флюоропленка поставляется в пластмассовых банках, далее в картонной коробке по 20 банок.

Ширина ролика: 70 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм.

Длина ролика: 30.5 м.