

Пленка рентгеновская Carestream Retina XBE X-RAY

ФСЗ 2010/06307

для общей рентгенографии, синечувствительная,
размер 130×180 мм / 150×300 мм / 150×400 мм /
180×240 мм / 180×430 мм / 200×400 мм / 240×300 мм /
300×400 мм / 350×350 мм / 350×430 мм, листов 50 шт.

Carestream Health Inc., США



Характеристики

Назначение	для общей рентгенографии
Тип пленки	синечувствительная
Размер	130×180 мм / 150×300 мм / 150×400 мм / 180×240 мм / 180×430 мм / 200×400 мм / 240×300 мм / 300×400 мм / 350×350 мм / 350×430 мм
Основа	полиэфир
Количество листов	50 шт.

Дополнительные характеристики

Рентгенпленка синечувствительная XBE – стандартная фирменная пленка. Отличается возможностью широкого и универсального применения в областях общей и специальной рентгенодиагностики. В зависимости от цели диагностики, рентгенпленка синечувствительная типа XBM в комбинации с усиливающими экранами, испускающими свет в синей, фиолетовой и ультрафиолетовой области спектра (например, с экранами из вольфрамата кальция, оксисульфида иттрия, оксидбромида лантана и др.), позволяет работать в классах чувствительности от 50 до 800 по DIN 6867.

Пленка двустороннего полива, на окрашенной в голубой цвет полиэфирной основе.

Свойства:

- высокая чувствительность;
- высокий контраст;
- незначительная вуаль;
- хорошее воспроизведение деталей;
- хорошая плоскостность;
- специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению.

Условия обработки:

Пленка XBM пригодна для применения в системах автоматической зарядки и разрядки, а также в устройствах для замены листовой и рулонной пленки.