

Пленка рентгеновская Carestream MIN-R S Film

ФСЗ 2010/08356

для маммографических исследований,
зелёночувствительная, размер 180×240 мм / 240×300
мм, листов 100 шт.

Carestream Health Inc., США



Характеристики

Назначение	для маммографических исследований
Тип пленки	зелёночувствительная
Размер	180×240 мм / 240×300 мм
Количество листов	100 шт.

Дополнительные характеристики

Маммографическая рентгенпленка MIN-R S FILM предназначена для рутинных маммографических исследований. Используется с экранами CARESTREAM MIN-R и CARESTREAM MIN-R 2190, предназначена для обработки в проявочных машинах, а также обрабатывается в ручном режиме с использованием отечественных химреактивов. Основной особенностью этой пленки является наличие двух тонких слоев эмульсии, работающих с одним усиливающим маммографическим экраном. Это позволяет получить высококонтрастное изображение паренхимы органа, без потери качества изображения периферических отделов молочной железы.

Плётка отличается:

- односторонним или двусторонним поливом эмульсии;
- высокой разрешающей способностью;
- высокой контрастностью;
- высокой чувствительностью;
- стабильными сенситометрическими характеристиками при разных условиях обработки;
- высокой устойчивостью к воздействию факторов внешней среды.

Маммографическая рентгенпленка MIN-R S Film предназначена для лучшей визуализации периферических отделов молочной железы (кожа, сосок, премаммарное пространство, связочный аппарат) без потери контраста в паренхиме органа.