

Пленка рентгеновская Fujifilm Super RX-N

РЗН 2015/3138

для общей рентгенографии, синечувствительная,
размер 130×180 мм / 150×400 мм / 180×240 мм /
200×400 мм / 240×300 мм / 300×400 мм / 350×350 мм /
350×430 мм, листов 100 шт.

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

Назначение	для общей рентгенографии
Тип пленки	синечувствительная
Размер	130×180 мм / 150×400 мм / 180×240 мм / 200×400 мм / 240×300 мм / 300×400 мм / 350×350 мм / 350×430 мм
Основа	полиэстер
Количество листов	100 шт.

Дополнительные характеристики

Пленка Fuji Super RX-N представляет собой рентгеновскую пленку, покрытую с обеих сторон, с высоким контрастом для всех экспериментов автордиографии. Она обладает высокой чувствительностью к экспонированию со всеми усиливающими экранами, излучающими УФ / синий цвет, кальций-вольфрамат или редкоземельные элементы.

Пленки поставляются упаковками по 100 листов.