

Пленка рентгеновская Fujifilm Super RX

ФСЗ 2007/00088

для общей рентгенографии, синечувствительная,
размер 130×180 мм / 150×400 мм / 180×240 мм /
200×400 мм / 240×300 мм / 300×400 мм / 350×350 мм /
350×430 мм, листов 100 шт.

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

Назначение	для общей рентгенографии
Тип пленки	синечувствительная
Размер	130×180 мм / 150×400 мм / 180×240 мм / 200×400 мм / 240×300 мм / 300×400 мм / 350×350 мм / 350×430 мм
Основа	полиэстер
Количество листов	100 шт.

Дополнительные характеристики

FUJIFILM Super RX - это синяя универсальная чувствительная плёнка с широким диапазоном тонов для всех типов задач.

Использование уникальных технологий **FUJIFILM Sigma-LIC Grain** и **Cross-over Control**, применяемых в высоко зарекомендовавшей себя серии Super HR, позволяет получать чрезвычайно чёткие, высококонтрастные изображения как при автоматической, так и при ручной обработке. Неизменно высокое качество созданных с ее помощью изображений значительно расширяет возможности диагностики.

Плёнка изготовлена из полиэстера толщиной **175 мкм** со светочувствительным слоем толщиной около **5 мкм**. В одной упаковке содержится 100 листов плёнки, предназначенной для зарядки **в металлические или пластиковые кассеты либо в экспозиционные**.

Плёнка рентгенографическая Super RX - это традиционная растриванная плёнка, и может применяться только в сочетании с рентгеновскими усиливающими экранами синего свечения.

Плёнка рентгенографическая Super RX может быть использована с кассетой соответствующего номинального формата. Плёнка рентгенографическая Super RX рекомендована только **для обработки в автоматическом режиме**.