

Пленка рентгеновская Konica Minolta SD-S

ФСЗ 2012/13047

для общей рентгенографии, сухая проявка, размер 350×430 мм, листов 125 шт.

Konica Minolta, Япония



Характеристики

Назначение	для общей рентгенографии
Тип проявки	сухая
Размер	350×430 мм
Количество листов	125 шт.

Дополнительные характеристики

Плѐнка рентгеновская Konica Minolta SD-S для Konica MINOLTA DRYPRO Σ (Sigma) позволяет получить изображения высокого качества за счет оптимизированного управления полутонами и имеет специальную технологию увеличения четкости изображения. Плавность передачи полутонов пленки SD-S обеспечивает превосходную диагностическую чѐткость воспроизводимого изображения.

Благодаря специальной упаковке, пленку можно загружать при дневном свете. Формат 35×43 см (14"×17") универсален, так как может использоваться и для печати томографических снимков (КТ, МРТ), и для печати рентгеновских снимков маленького размера - принтер позволяет разместить на одном листе до 35 снимков различного формата.

Технические характеристики:

- Тип плѐнки: прозрачная плѐнка с голубым оттенком.
- Тип проявки: сухая термopечать (лазерное экспонирование).
- Формат плѐнки: 35×43 см (14×17 дюймов).
- Разрешение изображения: 325 dpi (4480×5500 пикс.).
- Передача полутонов: 14 бит (16384 оттенков серого).
- Максимальная оптическая плотность: Dmax - 3.0.
- Срок хранения отпечатанного изображения: не менее 25 лет.
- Единица продукции: упаковка на 125 листов плѐнки в пластиковом лотке.
- Вес единицы продукции: 6 кг.
- Габариты единицы продукции (Ш×В×Г): 450×55×555 мм.
- Упаковка: герметично запаенный пластиковый лоток без картонной коробки - при отправке транспортными компаниями требуется дополнительная защитная упаковка.

Транспортная упаковка: картонный короб на 4 единицы продукции (всего 500 листов).

Условия хранения и транспортировки: при температуре от +4 до +24 С и относительной влажности от 30 до 50%.

Срок годности: 12 месяцев.