

Пленка рентгеновская Kodak Medical X-ray Green / Carestream MXG Film

ФСЗ 2010/08356

для общей рентгенографии, зелёночувствительная,
размер 130×180 мм / 150×400 мм / 180×240 мм /
180×430 мм / 200×400 мм / 240×300 мм / 300×400 мм /
350×350 мм / 350×430 мм, листов 100 шт.



Carestream Health Inc., США

Характеристики

Назначение	для общей рентгенографии
Тип пленки	зелёночувствительная
Размер	130×180 мм / 150×400 мм / 180×240 мм / 180×430 мм / 200×400 мм / 240×300 мм / 300×400 мм / 350×350 мм / 350×430 мм
Основа	полиэтилен-терефталатная
Количество листов	100 шт.

Дополнительные характеристики

Пленка медицинская рентгеновская **Carestream Health-MXG Film** / Зелёночувствительная рентгеновская плёнка **Kodak MXG Medical X-Ray Film**, 100 л. пр-ва США (арт 1666007).

Размеры: 13×18 см / 15×30 см / 15×40 см / 18×24 см / 18×43 см / 20×40 см / 24×30 см / 30×40 см / 35×35 см / 35×43 см.

В упаковке: 100 листов.

Основные особенности:

- применяется для общих рентгенологических исследований;
- по сравнению с синечувствительной данная плёнка обладает повышенной чувствительностью и контрастностью, что позволяет получить более качественное изображение при меньших дозах облучения;
- сведённая к минимуму благодаря повышенной чувствительности плёнки экспозиция увеличивает срок эксплуатации рентгеновской трубки;
- используется совместно с зелёноизлучающими экранами типа Kodak LANEX Regular Screen;
- покрытие основания плёнки имеет улучшенные антистатические свойства;
- может обрабатываться как в проявочных машинах, так и вручную;
- при обработке применяется защитный фонарь с красным фильтром типа Kodak GBX-2.