

Пленка рентгеновская Agfa ORTHO CP-GU

ФСЗ 2008/03002

для общей рентгенографии, зелёночувствительная,
размер 130×180 мм / 150×300 мм / 150×400 мм /
180×240 мм / 180×430 мм / 200×400 мм / 240×300 мм /
300×400 мм / 350×350 мм / 350×430 мм, листов 100
шт.

Agfa HealthCare N.V., Бельгия



Характеристики

Назначение	для общей рентгенографии
Тип пленки	зелёночувствительная
Размер	130×180 мм / 150×300 мм / 150×400 мм / 180×240 мм / 180×430 мм / 200×400 мм / 240×300 мм / 300×400 мм / 350×350 мм / 350×430 мм
Основа	полиэтилен-терефталатная
Количество листов	100 шт.

Дополнительные характеристики

Пленка AGFA Ortho CP-GU - высокочувствительная универсальная пленка с высоким качеством изображения при любых условиях обработки.

Ortho CP-GU – рентгеновская пленка общего назначения, разработана для использования в общей радиологии с зеленочувствительными усиливающими экранами и идеально подходит к специфике применения в российских условиях при рутинных и специальных исследованиях, требующих высокого разрешения и контрастности.

Высокая чувствительность пленки Ortho CP-GU позволяет значительно снизить лучевую нагрузку на пациентов и персонал, не теряя при этом в качестве изображения. Проведенные клинические испытания в ведущих лечебных учреждениях России и Европы подтверждают высокое качество рентгеновского изображения при любых условиях обработки, даже в истощенных химреактивах.

Основные преимущества пленки Ortho CP-GU:

- применение в общей радиологии и при спец. исследованиях, требующих высокого разрешения и контрастности;
- идеальное качество изображения при стандартных циклах машинной обработки в 90 и 120 секунд;
- высокие значения среднего градиента и максимальной оптической плотности;
- низкие значения вуали и шума;
- больше диагностической информации без увеличения дозы облучения;
- голубая полиэстеровая подложка для улучшенного восприятия деталей;

- увеличение продуктивности работы радиологического отделения.

Размеры:

13×18 см (5×7 дюймов)

15×40 см (6×15.7 дюймов)

18×24 см (7×9.5 дюймов)

18×43 см (7×17 дюймов)

20×40 см (8×15.7 дюймов)

24×30 см (9.45×12 дюймов)

30×30 см (12×12 дюймов)

35×35 см (14×14 дюймов)

35×43 см (14×17 дюймов)

Упаковка: плёнка всех стандартных размеров упакована в коробки по 100 листов.

Другие размеры и виды упаковки возможны по специальному заказу.