

Пневмокамера к манжетам Адьютор 1-трубочная латекс

РЗН 2015/3206

пневмокамера, для приборов Адьютор, материал латекс, размер манжеты взрослый, для окружности руки 25-36 см, подключение к прибору однострубочное, диапазон давления - мм рт. ст., диапазон пульса - ударов в минуту, измерение диастолического давления - мм рт. ст.

Адьютор ООО, Россия



Характеристики

Вид	пневмокамера
Совместимость с приборами	Адьютор

Манжета

Материал пневмокамеры	латекс
Размер манжеты	взрослый
Окружность руки	25-36 см
Подключение к прибору	однострубочное

Манометр

Диапазон давления	- мм рт. ст.
Диапазон пульса	- ударов в минуту
Диапазон измерения диастолического давления	- мм рт. ст.

Дополнительные характеристики

Камера для манжеты тонометра Адьютор с 1-ой трубкой

Камера манжеты тонометра однострубочная это составная часть механического тонометра, которая подлежит замене в случае утраты герметичности и, в следствии этого невозможности измерять тонометром кровяное давление.

Камера для тонометра однострубочная сделана из латексной резины черного цвета, имеет одну трубку длиной до 50 см в силиконовой смазке 22х12см, поставляется в индивидуальной упаковке и способна длительное время выдерживать давление в пределах 300 Па.

Одна трубка предназначена для последовательного соединения в любых электронных автоматических и полуавтоматических тонометрах с блоком.