

Пневмокамера к манжетам Адьютор 2-трубочная латекс

РЗН 2015/3206

пневмокамера, для приборов Адьютор, материал латекс, размер манжеты взрослый, для окружности руки 25-36 см, подключение к прибору двухтрубное, диапазон давления - мм рт. ст., диапазон пульса - ударов в минуту, измерение диастолического давления - мм рт. ст.

Адьютор ООО, Россия



Характеристики

Вид	пневмокамера
Совместимость с приборами	Адьютор

Манжета

Материал пневмокамеры	латекс
Размер манжеты	взрослый
Окружность руки	25-36 см
Подключение к прибору	двухтрубное

Манометр

Диапазон давления	- мм рт. ст.
Диапазон пульса	- ударов в минуту
Диапазон измерения диастолического давления	- мм рт. ст.

Дополнительные характеристики

Камера для манжеты механического тонометра Адьютор с 2-я трубками

Предназначена для ремонта или замены устаревшей камеры тонометра. Пневмокамера для манжеты подходит для механических аппаратов.

Технические характеристики камеры:

- камера латексная имеет длину 22 см, ширину 12 см;
- длина каждой трубки - 48 см;
- диаметр трубки - 7 мм;

- материал камеры - латекс;
- цвет - черный.