


Контейнер-стерилизатор Медин-Урал М 905 Т

ФСР 2008/02713

контейнер, микрохирургический, металл, размеры
248×150×18 мм / 130×100×20 мм / 200×120×18 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Тип	контейнер
Формат контейнера	микрохирургический
Материал	металл
Размеры	248×150×18 мм / 130×100×20 мм / 200×120×18 мм

Описание

Контейнеры-стерилизаторы Медин-Урал М 905 Т предназначены для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента в оперблоке.

Материал: титан

Размеры контейнеров Медин-Урал М 905 Т

Кат. номер	Размеры внутренние	Размеры габаритные
М 905 Т	248×150×18 мм	270×152×20 мм
М 905.7 Т	130×100×20 мм	132×102×23 мм
М 905.10 Т	200×120×18 мм	202×122×21 мм