


Контейнер-стерилизатор Медин-Урал М 907 Т

ФСР 2008/02713

контейнер, микрохирургический, металл, размеры
168×98×18 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Тип	контейнер
Формат контейнера	микрохирургический
Материал	металл
Размеры	168×98×18 мм

Описание

Контейнеры-стерилизаторы Медин-Урал М 907 Т предназначены для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента в оперблоке.

Материал: титан

Размеры контейнеров Медин-Урал М 907 Т

Кат. номер	Размеры внутренние	Размеры габаритные
М 907 Т	168×98×18 мм	170×100×20 мм