


Контейнер-стерилизатор Медин-Урал М 914 Т

ФСР 2008/02713

контейнер, микрохирургический, металл, размеры  
170×90×18 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Тип               | контейнер          |
| Формат контейнера | микрохирургический |
| Материал          | металл             |
| Размеры           | 170×90×18 мм       |

Описание

Контейнеры-стерилизаторы Медин-Урал М 914 Т предназначены для хранения, транспортировки и стерилизации 4-6 микрохирургических инструментов или ножей с алмазным лезвием.

Материал: титан  
Крышка: съемная

Размеры контейнеров Медин-Урал М 914 Т

| Кат. номер | Размеры внутренние | Размеры габаритные |
|------------|--------------------|--------------------|
| М 914 Т    | 170×90×18 мм       | 172×94×22 мм       |