


Контейнер-стерилизатор Медин-Урал М 905

ФСР 2008/02713

контейнер, микрохирургический, металл, размеры
(210-448)×(120-178)×(15-34) мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Тип	контейнер
Формат контейнера	микрохирургический
Материал	металл
Размеры	(210-448)×(120-178)×(15-34) мм

Описание

Контейнеры-стерилизаторы Медин-Урал М 905 – поддоны с перфорацией для укладки наконечников и проводов электрохирургических инструментов.

Материал: нержавеющая сталь

Размеры контейнеров Медин-Урал М 905

Кат. номер	Размеры внутренние	Размеры габаритные
М 905.3	448×178×24 мм	450×180×30 мм
М 905.4	352×152×34 мм	354×154×40 мм
М 905.5	260×180×34 мм	262×182×40 мм
М 905.8	278×121×15 мм	280×123×18 мм
М 905.9	333×178×18 мм	335×180×21 мм
М 905.11	210×120×31 мм	212×122×33 мм
М 905.12	250×150×31 мм	252×152×33 мм