

Подгузники для взрослых М 30 шт.

подгузники для взрослых, размер средний (М), обхват талии 75-100 см, однократное мочеиспускание 300 мл, в упаковке 30 шт., индикатор наполнения



МедЛен ООО, Беларусь

Характеристики

Тип	подгузники для взрослых
Размер	средний (М)
Обхват талии	75-100 см
Однократное мочеиспускание	300 мл
Количество в упаковке	30 шт.
Индикатор наполнения	Да

Дополнительные характеристики

Используются в санитарно-гигиенических целях в бытовых условиях, в домах престарелых, интернатах и других случаях. • Паропроницаемый внешний и воздухопроницаемый внутренний слои способствуют испарению влаги с поверхности кожи, что снижает риск возникновения опрелостей. Распределительный слой способствует равномерному распределению жидкости и отводит ее от тела человека. Эластичные пояса спереди и сзади создают плотное прилегание, защиту от протекания и надёжную фиксацию подгузника. Антифекальный барьер защищает от протекания по бокам. Липучки с микрокрючками обеспечивают многоразовое и удобное застёгивание подгузника. Индикатор фиксирует полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью.