

Подставка для стерилизационных коробок Медин ПСК-1

ФСЗ 2012/12388

для стерилизационных емкостей, основание на опорах / трехлучевое, каркас металл, возможна регулировка высоты, масса 7 кг, 580×520×1140 мм

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	для стерилизационных емкостей
Основание	на опорах / трехлучевое
Конструкция каркаса	сварная
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь
Материал столешницы	нержавеющая сталь
Регулировка высоты	Да
Ножной педальный привод	Да
Столешница	Да
Общая допустимая нагрузка	20 кг
Масса подставки	7 кг
Размер	580×520×1140 мм

Дополнительные характеристики

Каталожный №: 505.100. Высота поверхности для установки стерилизационной коробки над полом 750 мм.