

Подставка медицинская для тазов Медин ПТ-2

ФСЗ 2012/12385

для использованных материалов, основание на колёсах / пятилучевое, каркас металл, масса 8 кг, высота - 850 мм

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	для использованных материалов
Основание	на колёсах / пятилучевое
Конструкция каркаса	сварная
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь
Диаметр основания	540 мм
Съемная емкость	Да
Колеса	Да
Масса подставки	8 кг
Размер	высота - 850 мм

Дополнительные характеристики

Каталожный №: 504.002.