

Подставка медицинская под таз Артинокс АТ-В011 с полкой

ФСЗ 2010/06374

для использованных материалов, основание на колёсах, каркас металл, 400×800×500 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	для использованных материалов
Основание	на колёсах
Конструкция каркаса	сварная
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь
Съемная емкость	Да
Колеса	Да
Размер	400×800×500 мм

Дополнительные характеристики

Подставка с полкой и двумя тазами АТ-В011 Артинокс.

- нержавеющая сталь;
- 2 таза из нержавеющей стали (по 8.5-9 л);
- полка 400×500, мм;
- 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом)
- высота 800 мм.