

Подставка медицинская под таз Артинокс АТ-В05 / АТ-В05v

ФСЗ 2010/06374

для использованных материалов, основание на колёсах / пятилучевое, каркас металл, 550×815 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	для использованных материалов
Основание	на колёсах / пятилучевое
Конструкция каркаса	сварная
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь / полимерное покрытие
Съемная емкость	Да
Колеса	Да
Размер	550×815 мм

Дополнительные характеристики

Подставка с двумя тазами АТ-В05 Артинокс.

- **каркас:** нержавеющая сталь (**АТ-В05v** - метал в полимере) 2 таза из нержавеющей стали (по 4 л);
- 5-ти лучевое основание на колесах Ø50 мм, диаметр основания 550 мм, высота 815 мм.