

Подставка медицинская под таз Артинокс АТ-В09

ФСЗ 2010/06374

для использованных материалов, основание на колёсах / четырехлучевое, каркас металл, 400×750 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	для использованных материалов
Основание	на колёсах / четырехлучевое
Конструкция каркаса	сварная
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь
Съемная емкость	Да
Колеса	Да
Размер	400×750 мм

Дополнительные характеристики

Подставка с одним тазом АТ-В09 Артинокс.

- каркас: нержавеющая сталь, таз из нержавеющей стали (8.5-9 л);
- диаметр опорного кольца 400 мм;
- 4-х лучевое основание на колесах Ø50 мм (2 - с тормозом);
- высота 750 мм.