

Подставка медицинская Т9.03 № 600 009

ФСЗ 2008/02415

для инструментов, основание на колёсах / U-образное, каркас металл, возможна регулировка высоты, 750×500×900-1250 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	для инструментов
Основание	на колёсах / U-образное
Конструкция каркаса	сварная
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь
Материал столешницы	нержавеющая сталь
Регулировка высоты	Да
Колеса	Да
Столешница	Да
Размер	750×500×900-1250 мм

Дополнительные характеристики

Подставка для размещения инструментов с регулируемым по высоте столиком из нержавеющей стали. Высота отбортовки столика 30 мм. Столик поворачивается и регулируется по высоте механическим способом.