

Подставка под коробки стерилизационные Артинокс АТ-В08

ФСЗ 2010/06374

для стерилизационных емкостей, основание на колёсах / трехлучевое, каркас металл, возможна регулировка высоты, 400×400×830 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	для стерилизационных емкостей
Основание	на колёсах / трехлучевое
Конструкция каркаса	сварная
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь
Материал столешницы	нержавеющая сталь
Регулировка высоты	Да
Колеса	Да
Ножной педальный привод	Да
Столешница	Да
Размер	400×400×830 мм

Дополнительные характеристики

Подставка для стерилизационных коробок АТ-В07 Артинокс.

- нержавеющая сталь;
- ножной педальный привод открывания крышки;
- полка 400×400 мм;
- 3-х лучевое мобильное основание, 3 колеса Ø50 мм.

Габаритные размеры (Д×Ш×В, мм): 400×400×830.