

Подставка медицинская Т9.01 № 600 002

ФСЗ 2008/02415

для стерилизационных емкостей, основание на опорах / трехлучевое, каркас металл, возможна регулировка высоты, 435×500×1095 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	для стерилизационных емкостей
Основание	на опорах / трехлучевое
Конструкция каркаса	сварная
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Материал столешницы	нержавеющая сталь
Регулировка высоты	Да
Ножной педальный привод	Да
Столешница	Да
Размер	435×500×1095 мм

Дополнительные характеристики

Подставка для установки всех типоразмеров стерилизационных емкостей (биксов) и открытия крышек с помощью педального привода. Столик из нержавеющей стали регулируется по высоте.