


Пленка хирургическая 3M Ioban 2 (44 35 см)

ФСЗ 2011/09510

материал полиэстер, антисептик, стерильно, длина АЧ
34 см, ширина АЧ 35 см, размеры 44×35 см

3M Health Care, США



Характеристики

Материал	полиэстер
Антисептик	Да
Стерильно	Да
Длина адгезивной части	34 см
Ширина адгезивной части	35 см
Размеры покрытия	44×35 см

Дополнительные характеристики

Пленка хирургическая 3M Ioban 2 (44×35 см) – стерильная адгезивная разрезаемая прозрачная пленка из полиэстера, содержащая антисептик. Обеспечивает стерильность операционного поля, предотвращает миграцию микроорганизмов в область хирургического вмешательства. Изделие прочно фиксирует кожу и обкладочный материал, легко удаляется впоследствии. Рекомендуется применять в ортопедии, кардиологии, сосудистой хирургии, нейрохирургии, при трансплантации.

Общий размер покрытия: 44×35 см
Размер адгезивной части: 34×35 см