

Пленка хирургическая 3M Ioban 2 (66 60 см)

ФСЗ 2011/09510

материал полиэстер, антисептик, стерильно, длина АЧ
56 см, ширина АЧ 60 см, размеры 66×60 см

3M Health Care, США



Характеристики

Материал	полиэстер
Антисептик	Да
Стерильно	Да
Длина адгезивной части	56 см
Ширина адгезивной части	60 см
Размеры покрытия	66×60 см

Дополнительные характеристики

Пленка хирургическая 3M Ioban 2 (66×60 см) – стерильная адгезивная разрезаемая прозрачная пленка из полиэстера, содержащая антисептик. Обеспечивает стерильность операционного поля, предотвращает миграцию микроорганизмов в область хирургического вмешательства. Изделие прочно фиксирует кожу и обкладочный материал, легко удаляется впоследствии. Рекомендуется применять в ортопедии, кардиологии, сосудистой хирургии, нейрохирургии, при трансплантации.

Общий размер: 66×60 см

Размер адгезивной части: 56×60 см