

Пленка хирургическая 3M Ioban 2 (66 45 см)

ФСЗ 2011/09510

материал полиэстер, антисептик, стерильно, длина АЧ
56 см, ширина АЧ 45 см, размеры 66×45 см

3M Health Care, США



Характеристики

Материал	полиэстер
Антисептик	Да
Стерильно	Да
Длина адгезивной части	56 см
Ширина адгезивной части	45 см
Размеры покрытия	66×45 см

Дополнительные характеристики

Пленка хирургическая 3M Ioban 2 (66×45 см) – стерильная адгезивная разрезаемая прозрачная пленка из полиэстера, содержащая антисептик. Обеспечивает стерильность операционного поля, предотвращает миграцию микроорганизмов в область хирургического вмешательства. Изделие прочно фиксирует кожу и обкладочный материал, легко удаляется впоследствии. Рекомендуется применять в ортопедии, кардиологии, сосудистой хирургии, нейрохирургии, при трансплантации.

Общий размер: 66×45 см

Размер адгезивной части: 56×45 см