

Покрывтие хирургическое Steri-Drape 2 2040

ФСЗ 2011/09510

материал полиуретан, воздухопроницаемое,
стерильно, длина АЧ 28 см, ширина АЧ 41 см,
размеры 38×41 см

3M Health Care, США



Характеристики

Материал	полиуретан
Воздухопроницаемость	Да
Стерильно	Да
Длина адгезивной части	28 см
Ширина адгезивной части	41 см
Размеры покрытия	38×41 см

Дополнительные характеристики

Стери-Дрейп-2 - стерильная адгезивная разрезаемая прозрачная полиуретановая пленка. Обеспечивает стерильность операционного поля, предотвращает миграцию микроорганизмов в область хирургического вмешательства. Изделие прочно фиксирует кожу и обкладочный материал, легко удаляется впоследствии.