

Покрывтие хирургическое Steri-Drape 2 2045

ФСЗ 2011/09510

материал полиуретан, воздухопроницаемое,
стерильно, длина АЧ 50 см, ширина АЧ 45 см,
размеры 60×45 см

3M Health Care, США



Характеристики

Материал	полиуретан
Воздухопроницаемость	Да
Стерильно	Да
Длина адгезивной части	50 см
Ширина адгезивной части	45 см
Размеры покрытия	60×45 см

Дополнительные характеристики

Стери-Дрейп-2 - стерильная адгезивная разрезаемая прозрачная полиуретановая пленка. Обеспечивает стерильность операционного поля, предотвращает миграцию микроорганизмов в область хирургического вмешательства. Изделие прочно фиксирует кожу и обкладочный материал, легко удаляется впоследствии.